

# Ortopéd lábujjkorrektor OrtoFeet

## M254: Használati útmutató

Gratulálunk a vásárláshoz!

### A csomagban tartalma

- OrtoFeet lábujjkorrektor a bal és a jobb lábhoz (2 db).

### Előnyök

- **Finoman, de hatékonyan** korigálja a görbe lábujjakat és a lábfájdalmat,
- **megfizethető módja** a lábproblémák megoldásának,
- megbízhatóan kijavítja a problémákat **görbe hüvelykujjjal (hallux valgus)**,
- **a tartós, de szellős textíliák** gondoskodnak arról, hogy a korrektor mindig a helyén legyen,
- a hüvelykujjon és a lábakon lévő **szilikon tartozék (ortopédiai párnák)** a lábujjakat jobbra, természetes helyzetbe ösztönzik,
- **a puha szilikonnak** és a levegős textíliáknak köszönhetően lépése mindig kényelmes és könnyű lesz,
- **kerülje el a műtétet** utáni hosszú felépülést, és használja az OrtoFeet -et,
- **bármilyen cipőben** használhatja,
- mezítlábon vagy zoknin való használatra alkalmas,
- használhatja őket **éjjel -nappal**,
- a fájó láb a múlté lesz,
- **az ujjak egyenes** és természetes helyzetbe kerülnek,
- végre újra felveheti **kedvenc cipőjét és szandálját**.



### Használat



Használja az OrtoFeet -et, és a lábfájás a múlté. A lábujjak visszatérnek természetes helyzetükbe, így nem lesz több kellemetlen érzés járás vagy állás közben.

Helyezze a lábára vagy zoknijára. A szilikon párnának a nagylábujj és a láb mutatóujja között kell lennie.

**Ajánljuk**, hogy fokozatosan kezdje el használni. Először viselje az OrtoFeet -et 20 percig, majd fokozatosan hosszabbítsa meg a használatot. Ennek során ügyeljen arra, hogy a lábak hogyan szokják meg a használat közbeni feszültséget. Ha már megszokta a lába, egész nap használhatja az OrtoFeet -et.

A szilikon párnák mindig kényelmes lépést biztosítanak használat közben. Tehát szeretni fogja, hogy éjszaka is használni tudja őket.

## Figyelmeztetések

- Ne használja edzés és vezetés közben.
- Ha bármilyen meghibásodást észlel a terméken, forduljon a forgalmazóhoz.

A terméket csak a tartózkodási helye szerinti ország törvényeinek megfelelően használhatja.

Utazás előtt győződjön meg arról, hogy a termék használata korlátozott-e, és szükséges-e engedély a használatához.

## Garancia

A garancia 12 hónapig érvényes.

Érvényesítse a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna címen. A jótállást a termékek kiszállításakor kapott számlával érvényesítheti.

Garantáljuk a termék kifogástalan működését Magyarországon, a termék átvételétől számított 12 hónapon belül. A jótállás nem zárja ki a fogyasztónak az eladónak az áru hibáiért való felelősségéből eredő jogait.

A garancia érvényesítéséhez írjon nekünk az [info@maaarket.hu](mailto:info@maaarket.hu) e-mail címre. Az üzenetben írja le a hibát, csatoljon fényképet vagy videót a hibáról, és írja be a rendelés számát.

A cég gondoskodik a termék cseréjéről vagy a visszatérítésről, ha igénye jogos. A termék élettartama az átvételtől számított 24 hónap.

### Ártalmatlanítási és újrahasznosítási utasítások



A termék ártalmatlanításakor legyen óvatos. Az áthúzott kerek szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék nem háztartási hulladék az EU-ban. Vigyázzon a környezetre, és helyezze a terméket a megfelelő kukába. A nem megfelelő ártalmatlanítás negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre. A megfelelő hulladékkezelés érdekében lépjen kapcsolatba a legközelebbi hulladékkezelő központtal vagy áruházzal, ahol a terméket vásárolta.



Gyártói nyilatkozat arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek.



A termék apró részecskéket tartalmaz, így két éven aluli gyermekek számára nem alkalmas.