

Aspiratore professionale per la pulizia dei pori SkinCare, 6 accessori

Istruzioni per l'uso

Congratulazioni per l'acquisto dell'aspiratore professionale per la pulizia dei pori SkinCare!

Nel pacco riceverà:

- Aspiratore a vuoto per la pulizia dei pori,
- 6 accessori per la pulizia,
- USB cavo,
- 4 salviettine igieniche e
- 2 anelli.

Vantaggi

- La potente tecnologia del vuoto (65 kpa) è delicata sulla pelle,
- 6 accessori: 2 per la cosmesi e 4 per la bellezza,
- 3 livelli di aspirazione,
- pulisce la pelle del viso, del décolleté e della schiena,
- non provoca infiammazioni cutanee,
- non danneggia la pelle,
- veloce e facile da usare,
- adatto a tutti i tipi di pelle: grassa, normale o secca,
- dilata i pori e aspira lo sporco, pezzi di pelle morta, punti neri, ecc.,
- pulisce i punti neri,
- riduce acne e brufoli,
- facile da riporre,
- portatile - adatto anche per i viaggi,
- ricarica con cavo USB,
- batteria portatile che necessiterà raramente di essere ricaricata (400mAh),
- rende la pelle più elastica,
- sono inclusi 2 anelli di tenuta e 5 salviettine igieniche,
- materiale igienico ABS.



Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

1. Accessorio per aspiratore: è possibile regolare gli accessori in base alle proprie esigenze (maggiori informazioni di seguito).
2. Pulsante di alimentazione.
3. Pulsante di regolazione della potenza di aspirazione.
4. Impostare la potenza di aspirazione selezionata.

Uso

Si consiglia di utilizzare un aspiratore:

- 1 volta a settimana, se ha la pelle secca
- 2 volte a settimana, se ha la pelle grassa.

Prima dell'uso, preparare la pelle pulendola con tamponi caldi o lavandola con acqua tiepida. Quindi asciugarsi le mani e assicurarsi di non bagnare l'aspiratore.

1. Posizionare l'accessorio selezionato sul pulitore e accenderlo.
2. Premere il pulsante »M« per selezionare la potenza di aspirazione. Il dispositivo si accende a potenza media, quindi è possibile scegliere un livello più potente (per la pelle grassa) o un livello più debole (per la pelle secca). Controllare la potenza di aspirazione a mano.
3. Durante l'uso, spostarsi lentamente e con un movimento circolare sulla pelle. Non rimanere mai su una parte della pelle più a lungo.

Raccomandazione: Iniziare a pulire la mascella e il mento e spostarsi lentamente verso l'alto. Sul viso e sulla fronte, spostarsi dal centro del viso verso l'esterno. Spostarsi più volte nell'area con più acne e pori per ottenere un effetto completo.



Estensioni ampie

Un'efficace pulizia profonda dei pori renderà la pelle morta - liscia e lucente.

Si consiglia di muovere le estensioni sulla pelle più lentamente dal mento verso l'alto. I movimenti leggeri Le permetteranno di aspirare tutti i pori e le impurità con la continuazione. Tuttavia, non si soffermi su una certa parte della pelle, perché può danneggiare la pelle.

Estensioni strette

Le estensioni strette sono destinate alla pulizia della pelle sensibile. Usali con un livello di aspirazione inferiore.

Estensione ovale

Progettato per levigare la pelle e rimuovere le piccole rughe, perché stimola la circolazione sanguigna nella pelle.

Si consigliano rapidi movimenti circolari sulla pelle.

Non premere troppo le estensioni sulla pelle. Si crea un vuoto che può danneggiare la pelle. Pertanto, muoversi sulla pelle in modo continuo e uniforme con movimenti circolari.

Dopo l'uso avrà un arrossamento della pelle, ma dopo mezz'ora ritroverà un aspetto normale. A quel punto, si assicuri che la Sua pelle rimanga calda.

Avvertimento

Il dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone sensibili o mentalmente malate e possono subire lesioni durante l'uso. Il dispositivo inoltre non è adatto ai bambini. Durante l'uso, tali persone devono essere sotto costante supervisione. Il dispositivo deve essere evitato da persone che hanno subito interventi di chirurgia estetica del naso o del viso e da donne in gravidanza.