

Ultrasonična naprava za čiščenje obraza z lučko

Maaa6red: Navodila za uporabo

Čestitamo vam ob nakupu !

V paketu boste prejeli

- Ultrasonično napravo za čiščenje obraza z lučko.

Tehnične lastnosti

- Polnjenje: baterija 500 mAh
- Dimenzije: 17.3 x 4.7 x 4.1 cm
- Material: ABS

Prednosti

- Pametni protoni spodbujajo tvorjenje kolagena,
- očisti kožo in zoži pore,
- ultrasonično vibriranje masira kožo obraza,
- globinsko pomlajevanje kože,
- spodbuja prekrvavitev in globinsko vlaži kožo,
- rahlja gubice okrog oči,
- sprošča obrazne mišice,
- napne kožo obraza,
- nežno odstranjuje ličila,
- globinsko očisti nečistoče z obraza,
- učinkoviteje čisti od običajnih načinov,
- spodbuja vpijanje obrazne kreme,
- prenosen - zmogljiva baterija (500 mAh),
- certifikat Ce RoHS,
- odličen za uporabo na potovanju ali doma.



Uporaba

- UltraFoton prižgete tako, da držite gumb za vklop 3 sekunde. Ultrasonične naprave ne morete uporabljati med polnjenjem.
- Med uporabo držite senzor tako, da bo v kontaktu s kožo in se ustvari el. krog skozi telo.
- Uporabljajte s bombažnimi blazinicami in z njimi sproti odstranjujte ličila. Ne uporabljajte z čistilnim tonikom ali čistilnim oljem.
- Izdelek uporablja micro električni krog. Če vam je uporaba prijetna, ga lahko uporabljate.
- Med uporabo na enem mestu ne ostanite več kot 3 sekunde in se izognite poškodbam kože. Uporabljajte s krožnimi gibi.

UltraFoton globinsko očisti kožo. S pomočjo fotonov pomladi kožo in jo napne. Za svoje delovanje uporablja kombinacijo pozitivnih in negativnih ionov, mikro vibriranje, toploto in modro ter rdečo svetlobo.

1. Galvanski ioni

Nežni impulzi anode in katode lahko očisti kožo, jo naredi mehko in odstranjuje odvečno mast in nečistočo iz por. Temeljito čista koža je posledica globinskega čiščenja, ki zoži pore, poveča stopnjo kisika in aktivira nutriende, ki celijo strukturo kože in zbudi utrujene celice.

2. Mikro vibracija

Fizična vibracija in električna stimulacija poveča elastičnost in spodbuja metabolizem kožnih celic.

3. Topla masaža

Spodbuja vpijanje krem in drugih kozmetičnih produktov za nego kože. Koža je zato bolj elastična in prožna.

4. Rdeča svetloba (640 – 650 nm)

Rdeča luč prodre globoko v kožo in spodbuja tvorjenje novega kolagena in elastina. Zmanjšajo se gube in poveča prožnost kože.

5. Modra svetloba

Očisti akne in zoža pore, akne in zmanjša rdečico.

Opozorila

- Naprave ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.
- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.
- Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.
- Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.
- Ne uporabljajte med fizično vadbo in med vožnjo.
- Ne razstavljajte izdelka.
- Naprave ne perite ali potaplajte v vodo.
- Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram.
- Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo.
- Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
- Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.
- Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).



Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.



Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

