

Sonični uređaj za čišćenje lica Antiage Cleanser

Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji Soničnog uređaja za čišćenje lica AntiAge Cleanser!

Sa AntiAge Cleanser uživat ćete u brojnim prednostima:

- Brine se za sjajniju i čistiju kožu,
- pomlađuje kožu lica,
- čišćenje, masaža, nega kože i odstranjivanje make-upa sa visokofrekventnim vibriranjem,
- primjeren za nanošenje sapunice (vodootporna),
- dubinski čisti kožu,
- odstranjuje podočnjake,
- 5 stupnjeva intenzivnosti masaže (do 8000 rpm),
- 2 vrste mekih silikonskih čekinja,
- punjenje s priloženim USB kablom.



Uporaba za čistu i sjajniju kožu

Sonični uređaj za čišćenje dodiruje kožu silikonskim čekinjama tijekom visokofrekventnih vibracija. Tako se uklanja višak ulja, ostaci šminke u porama kože i oštećene ćelije kože.

Kako je visoka frekvencija učinkovita, preporučujemo da je koristite u intervalima od 15 sekundi kako ne biste oštetili kožu. Najprije uklonite šminku, navlažite lice, koristite mlijeko za čišćenje i počnite s čišćenjem lica. Na obrazima se pomjerajte od sredine lica prema ušima.

Sonični uređaj ima ugrađenu zaštitu, tako da prestaje vibrirati nakon 30 sekundi. Time se sprječava oštećenje kože. Nakon 90 sekundi, sonični se uređaj automatski isključuje. Ako doista želite nastaviti s čišćenjem, pokrijenite ga ponovo.



Punjenje

AntiAge cleanser ima ugrađenu bateriju, koju punite s priloženim kabelom, kako vam slika govori.

Preporučujemo, da bateriju punite, dokle se sve lampice ne ugase i baterija je puna.

Održavanje

S pravilnim održavanjem, produljit ćete životni vijek soničnog uređaja za čišćenje.

Nakon svake upotrebe dobro isperite i očistite čekinje mlakom vodom. Ne koristite deterdžent ili druga sredstva za čišćenje. Čuvajte uređaj u ormaru gdje neće biti izložen izravnom suncu i izložen visokim temperaturama ili u blizini vatre.

Preporučujemo, da sonični uređaj za čišćenje lica ne djelite s drugima.

Sigurnosna upozorenja

1. Proizvod je namijenjen čišćenju zdrave kože. Ne koristite ga u druge svrhe. Također savjetujemo da ga ne koristite na mjestima gdje ima opekotina, ozljeda ili ste imali plastične operacije.
2. Uporaba dodataka, koji nisu bili priloženi paketu, je nesigurna.
3. Ako je uporaba neugodna, prekinite sa uporabom.
4. Pratite djecu i adolescente tijekom upotrebe.
5. Ne rastavljajte uređaj.
6. Dobro pohranite uređaj, ako ga dugo ne upotrijebjavate.
7. Čuvajte van domašaja djece.
8. Ako je kabel za punjenje oštećen, ne upotrijebjavajte ga.

