

Ultrasonični uređaj za čišćenje lica sa lampicom UltraFoton

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini Ultrasoničnog uređaja za čišćenje lica sa lampicom!

UltraFoton dubinski čisti kožu, uz pomoć fotona podmlađuje kožu i zateže je. Koristi kombinaciju pozitivnih i negativnih jona, mikro vibracija, toplote i plave i crvene svetlosti.

Galvanski joni

Nežni impulsi anode i katode mogu očistiti kožu, učiniti je mekom i ukloniti suvišnu masnoću i nečistoće iz pora. Temeljito čista koža rezultat je dubinskog čišćenja, koje sužava pore, povećava nivo kiseonika i aktivira hranjive čestice koje leče strukturu kože i bude umorne ćelije.

Mikro vibracija

Fizička vibracija i električna stimulacija povećavaju elastičnost i podstiču metabolizam ćelija kože.

Topla masaža

Podstiče apsorpciju kreme i drugih kozmetičkih proizvoda za negu kože. Koža je, dakle, elastičnija i pedantnija.

Crvena svetlost (640 – 650 nm)

Crvena lampica prodire duboko u kožu i podstiče stvaranje novog kolagena i elastina. Bore se smanjuju i povećavaju elastičnost kože

Plava svetlost

Čisti akne i sužava pore, mitisere i smanjuje crvenilo.



Upozorenje

- UltraFoton da biste ga uključili, držite pritisnite dugme za napajanje 3 sekunde. Tokom punjenja ne možete da koristite ultrazvučni uređaj.
- Tokom uporabe držite senzor u kontaktu s njim koža uspostavlja el. kruženje kroz telo.
- Upotrebite s pamučnim jastučićima i sa njima potpuno odstranite šminku. Ne koristite uporedo sa sredstvom za čišćenje lica ili uljanim sredstvom.
- Proizvod koristi micro električno kruženje. Ako vam je upotreba prijatna, možete ga koristiti.
- Tokom upotrebe na jednom mestu ne zadržavajte se više od 3 sekunde kako bi izbegli oštećenja kože Koristite sa kružnim pokretima.