

Profesionalni vakumski čistač pora SkinCare

Uputstvo za upotrebu

Čestitamo vam na kupovini profesionalnog vakumskog čistača pora SkinCare!

Dobićete u paketu:

- Vakumski čistač pora,
- 6 nastavaka za čišćenje,
- USB kabl,
- 4 higijenska jastučića i
- 2 zaptivna obruča.



Prednosti

- Snažna vakumska tehnologija (65 kpa) je nežna do vaše kože,
- čak 6 nastavaka: 2 kozmetična i 4 za ulepšavanje,
- 3 nivoa usisavanja,
- očistite kožu lica, područja dekoltea i leđa,
- ne prouzrokuje upalu kože,
- ne oštećuje kožu,
- brza i jednostavna upotreba,
- primereno za sve tipove kože: masnu, normalnu ili suhu,
- proširuje pore i usisava prljavštinu, dijelove odumrele kože, mitisera ipd.,
- očisti mitisere,
- smanjuje broj akni i bubuljica,
- lako pakovanje,
- prenosan - pogodan takođe za putovanja,
- punjenje sa USB kablom,
- prenosna baterija, koju ćete retko puniti (400mAh),
- čini kožu elastičnijom,
- priložena su 2 zaptivna obruča i 5 higijenskih jastučića,
- ABS higijenski materijal.

Preporučujemo, da pre upotrebe pročitate pažljivo uputstva.



1. Nastavak vakumskog čistača – nastavke možete prilagoditi svojim potrebama (više u nastavku).

2. Dugme za napajanje.

3. Dugme za prilagođavanje snage usisavanja.

4. Podešavanje odabrane snage usisavanja.

Upotreba

Preporučujemo, da vakumski čistač upotrebite:

- 1 put nedeljno, ako imate suhu kožu
- 2 put nedeljno, ako imate masnu kožu.

Pre upotrebe pripremite kožu tako, što ćete je očistiti s toplim tuferima ili umijete s toplom vodom. Nakon toga osušite si ruke i pobrinite se, da ne okvasite vakumski čistač.

1. Na čistač podesite odabran nastavak, i uključite čistač.
2. Pritisnite na dugme »M« za odabir snage usisavanja. Uređaj se uključuje na srednjoj snazi, a zatim možete odabrati snažniji nivo (za masnu kožu) ili slabiji nivo (za suhu kožu). Snagu usisavanja proverite na ruci.
3. Tokom upotrebe krećite se polako i kružnim pokretima po koži. Nikada ne ostajte na jednom delu kože duže.

Preporuka: Počnite čišćenje na vilici i bradi i polako se pomerite prema gore. Na licu i čelu se pomerite od sredine lica na prema spolja. Pomerite se na područje s više akni i pora nekoliko puta za puni učinak.



Širi nastavci

Efikasno dubinsko čišćenje pora odumrelu kožu učiniće glatkom i sjajnom.

Preporučujemo, da nastavke po koži pomerate sporije od brade nagore. Lagani pokreti omogućiće, da sa nastavkom isisate sve pore i nečistoće. Svejedno se ne zadržavate na određenom delu kože, jer možete oštetiti kožu.

Uži nastavci

Uži nastavci su namenjeni čišćenju osetljive kože. Koristite ih sa nižim nivoom usisavanja.

Ovalni nastavak

Dizajniran za glađenje kože i odstranjivanje malih bora, jer podstiče cirkulaciju krvi u koži.

Preporučujemo brze kružne pokrete po koži.

Nastavke ne pritiskajte jako na kožu. Stvara se vakum, koji može oštetiti kožu. Stoga se krećite po koži neprekidno i ravnomerno kružnim pokretima.

Nakon upotrebe, imaćete crvenilo na koži, ali nakon pola sata povraćićete normalan izgled. U tom trenutku pobrinite se, da koža ostane topla.

Upozorenje

Uređaj nije pogodan za upotrebu kod osoba, koje su osetljive ili mentalno obolele i mogu se povrediti tokom upotrebe. Uređaj takođe nije pogodan za decu. Tokom upotrebe takve osobe moraju biti pod stalnim nadzorom.

Uređaj trebaju izbegavati osobe koje su imale kozmetičke operacije nosa ili lica i trudnice.